

Mit jeder Minute sinkt die Überlebenschance eines Patienten mit Herzkammerflimmern um 10-12 %. Bereits nach drei bis fünf Minuten beginnen die Gehirnzellen abzusterben. Bis der Rettungsdienst beim Patienten ist, kann es bis zu ca. 10 Minuten dauern. Frühzeitig können die Wiederbelebungsmaßnahmen nur durch Ersthelfer erfolgen. **Wissenschaftliche Untersuchungen konnten zeigen, dass die Überlebenschancen des Betroffenen auf über 75 % steigen, wenn innerhalb von drei Minuten nach Eintritt des Herzkammerflimmerns eine Defibrillation durchgeführt wird.***

EINFACH LEBEN RETTEN, MIT DEM **cardiolife AED -3100** FÜR ARZTPRAXEN, BETRIEBE UND ERSTHELFER IM ÖFFENTLICHEN RAUM

- Kontinuierliche VF-Analyse
- Schnelle Analyse – schnelles Laden (max. 15 Sekunden)
- Täglicher Selbsttest zur Prüfung von Batterie, Pads und Schaltkreis
- Einfache Dreischrittbedienung mit Sprachanweisung
- Einfaches Umschalten für den Einsatz bei Kindern: Reduzierung der Energie auf 50/70 J (kein Wechsel der Pads notwendig)
- Anzeige (Grün/Rot), Schocktaste
- Kapazität: 200 Entladungen oder 7,5 Std. Überwachung
- Batterie: Lebensdauer in Standby 4 Jahre
- Schutzgrad gegen Eindringen von Wasser IP55
- Maße: B 206 x T 252 x H 97 mm
- Gewicht: 2,3 kg mit Batterie und Pads



SCHRITT 1

Deckel öffnen

Mit dem Öffnen des Deckels schaltet das Gerät ein. Die Sprachanweisungen zur Verwendung des AED starten sofort.

SCHRITT 2

Pads am Patienten anlegen

Nach dem Anlegen der Pads beginnt der AED sofort mit der Analyse des EKGs. Die Defibrillationspads haben verschiedene Farben (Blau/Orange), so dass das Anlegen entsprechend der Abbildung ganz einfach ist.

SCHRITT 3

Taste drücken

Wird ein Schock benötigt, blinkt die Schocktaste. Um die Defibrillation auszulösen, drücken Sie diese Taste.

Inklusive Einweisung gemäß MPG	Art.-Nr.	Preis <small>UVP zzgl. Mehrwertsteuer</small>	Bestell-Menge
Nihon Kohden AED-3100 Lieferumfang: Gerät, 4 Jahres Batterie, 1 Paar AED Pads	119948	statt 1350,00 999,00 EUR	
AED Wandschrank 360 x 360 x 180 mm (B x H x T)	120732	159,00 EUR	
AED 3100 Tragetasche	YC-310 V	79,00 EUR	

GRATIS
1 x Defi
Safe Set

* vgl. Deakin, Nolan, Sunde, Koster: Elektrotherapie: automatisierte externe Defibrillatoren, Defibrillation, Kardioversion und Schrittmachertherapie. Sektion 3 der Leitlinien zur Reanimation 2010 des European Resuscitation Council. Erschienen in: Notfall Rettungsmed 2010 – 13. S. 543-558

Griesweg 17
78570 Mühlheim
Tel.: 07463 / 345
Fax: 07463 / 5024

info@frick-medizintechnik.de
www.frick-medizintechnik.de

Besuchen Sie unseren
Onlineshop

frick-medizintechnik.de

Praxisstempel